

INTUITIVE

# Da Vinci SureForm

Erreichen Sie mehr mit Ihrem Klammernahtgerät



# Erreichen Sie mehr mit Ihrem Klammernahtgerät

Kein Rätselraten mehr mit der Intelligenz und Kontrolle eines SureForm-Klammernahtgeräts.<sup>1</sup>

Im Zentrum steht die SmartFire-Technologie, die die Gewebekompression vor und während des Auslösevorgangs überwacht und automatische Anpassungen zur Optimierung der Klammernahtreihe vornimmt.

Ein 120°-Gelenkkegel<sup>1</sup> gibt Ihnen die Freiheit, sich dem Gewebe dort zu nähern, wo es natürlicherweise liegt, was eine größere Manövrierfähigkeit um das Zielgewebe herum ermöglicht und die Gewebespannung möglicherweise reduziert.<sup>2</sup>

Wenn Sie sich für SureForm-Klammernahtgerät entscheiden, können Sie Unsicherheiten verringern und die Klammerleistung erhöhen.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ergebnisse von internen Tests liegen vor.

<sup>2</sup> Die Tests wurden im Rahmen von Benchtop-Bewertungen von Operateuren durchgeführt. Operateure, die SureForm-Klammernahtgeräte verwenden, spannten das Zielgewebe beim Positionieren und Klemmen deutlich weniger, als dies mit Echelon Flex, Endo GIA und Signia der Fall war. Stand der vorliegenden Daten: März 2019.



---

# Vollständige Kontrolle durch den Operateur

Alle SureForm-Klammernahtgeräte sind nahtlos in unsere da Vinci-Chirurgiesysteme<sup>1</sup> integriert, sodass Sie von der Arztkonsole aus die volle Kontrolle über Positionierung, Klammerung und Auslösevorgang haben.

Intuitive bietet ein komplettes Portfolio an SureForm-Klammernahtgeräten an, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Instrument für Ihre verfahrenstechnischen Anforderungen haben.


---

## SureForm 60



---

## SureForm 45



---

## SureForm 45 mit gebogener Spitze



---

## 8 mm SureForm 30 mit gebogener Spitze



<sup>1</sup> Kompatibel mit den da Vinci X- und da Vinci Xi- Operationssystemen.

# Bessere Manövrierfähigkeit

Ein 120°-Gelenkradius<sup>1</sup> erlaubt Ihnen, mit Ihrem Klammernahtgerät zu manövrieren und es dort anzusetzen, wo Sie es haben möchten.

---

**01**  
60° nach unten

---

**02**  
60° nach links

---

**03**  
60° nach rechts

---

**04**  
60° nach oben



Nutzen Sie mit SureForm-Klammernahtgeräten einen größeren Bewegungsradius, als die menschliche Hand oder bekannte laparoskopische Klammernahtgeräte erreichen können.<sup>2</sup>



Powered Echelon Flex



Signia/Endo GIA Ultra

<sup>1</sup> Ergebnisse von internen Tests liegen vor.

<sup>2</sup> Im Vergleich zu Endo GIA Ultra mit Tri-Staple-Technologie, Signia mit Tri-Staple 2.0-Technologie und Powered Echelon Plus mit GST, Stand März 2019.

# Mehr Intelligenz

Mit einem Pedaldruck können Sie die SmartFire-Technologie aktivieren, die die Gewebekompression vor und während des Auslösens misst.

Die SmartFire-Technologie erbringt über 1.000 Messungen pro Sekunde<sup>1</sup>, um automatische Anpassungen des Auslösevorgangs durchzuführen, während die Klammern geformt werden und die Transsektion erfolgt.

Diese fortschrittliche Auslösetechnologie ist leicht anzuwenden und hilft, eine gleichmäßigere Klammernahtreihe sicherzustellen und gleichzeitig Schäden über mehrere Gewebedicken hinweg zu verhindern.<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Ergebnisse von internen Tests liegen vor.

<sup>2</sup> Im Vergleich zu Endo GIA Ultra mit Tri-Staple-Technologie, Signia mit Tri-Staple 2.0-Technologie und Powered Echelon Plus mit GST, Stand März 2019.

# Mehr optimal geformte Klammern über mehrere Gewebedicken hinweg<sup>1</sup>

Prozentsatz der optimal geformten Klammern in dickem Gewebe (> 4 mm)<sup>1</sup>

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %



**SureForm**

98,7 %

**Powered Echelon Flex mit GST**

97,2 %

**Endo GIA Ultra mit Tri-Staple**


95,3 %

**Signia mit Tri-Staple 2.0**

<sup>1</sup> Die Tests wurden mit schwarzen Magazinen auf Schweine-Magengewebe ohne Entnahme (in vivo) mit 45 mm- und 60 mm-Geräten durchgeführt. SureForm 60 zeigt in dickem Gewebe deutlich bessere Leistung als Endo GIA und Signia. Sureform 45 zeigt in dickem Gewebe deutlich bessere Leistung als alle drei anderen Klammernahtgeräte. Stand der vorliegenden Daten: März 2019.

# Fügen Sie das Gewebe mit weniger Einreißen der äußeren Schichten zusammen<sup>1</sup>

## Erfolgsrate bei der Gewebeapproximation<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Die Tests wurden mit schwarzen Magazinen auf Schweine-Magengewebe ohne Entnahme (in vivo) mit 45 mm- und 60 mm-Geräten durchgeführt. SureForm 45 und SureForm 60 zeigen deutlich bessere Leistung als Echelon Flex. Stand der vorliegenden Daten: März 2019.




# Mehr Konsistenz

Die automatischen Messungen und Anpassungen durch SmartFire während der Auslösung helfen Ihnen dabei, die Kontrolle über das Gewebe zu bewahren.


Dies schützt die Integrität der Schnittlinie und trägt dazu bei, die erwartete Länge der Gewebedurchtrennung zu erreichen. Diese konsistenten Resultate können Ihnen dabei helfen, zusätzliche Magazine zu reduzieren, um potenziell Kosten einzusparen.

**Gewährleisten Sie eine konstantere Schnittlinienlänge sowohl bei dünnem als auch bei dickem Gewebe.<sup>1</sup>**

**Abbildung A: Durchschnittliche Schnittlänge (60 mm-Klammergeräte)**



**Abbildung B: Durchschnittliche Schnittlänge (45 mm-Klammergeräte)**



<sup>1</sup> Die Tests wurden mit schwarzen Magazinen auf entnommenem Schweine-Magengewebe (ex vivo) durchgeführt. Die Ergebnisse der Schnittlinienkonsistenz wurden durch lineare Regression des Einflusses der Gewebedicke auf die Schnittlinienlänge bestimmt. Die Schnittlänge von SureForm 60 und Signia mit 60 mm-Magazinen wurde NICHT signifikant von der Gewebedicke beeinflusst, während die Schnittlänge von Echelon Flex und Endo GIA mit 60 mm-Magazinen von der Gewebedicke beeinflusst wurde (Abbildung A). Die Schnittlänge von SureForm 45 wurde NICHT signifikant durch die Gewebedicke beeinflusst, während die Schnittlänge aller drei anderen Klammernahtgeräte mit 45 mm-Magazinen durch die Gewebedicke beeinflusst wurde (Abbildung B). Stand der vorliegenden Daten: März 2019.


# Weniger Spannung

Mit dem vollen Gelenkradius und dem ambosszentrierten Aufbau der SureForm-Klammernahmegeräte können Sie das Gerät genau dort positionieren, wo Sie es wünschen, wodurch die Spannung im Zielgewebe und die Belastung der umgebenden Anatomie minimiert werden.


## Weniger Spannung im Zielgewebe und weniger Belastung des umgebenden Gewebes beim Positionieren und Klemmen<sup>1</sup>

**01**  
Zielgewebe-Spannung.

**02**  
Belastung des umliegenden Gewebes.




### Durchschnittliche Spannung im Zielgewebe beim Positionieren und Klemmen mit dem Klammernahmegerät



Gemessen in Newton als Einheit der Kraft

### Durchschnittliche Belastung des umgebenden Gewebes beim Positionieren und Klemmen mit dem Klammernahmegerät



Gemessen in Megapascal als Einheit der mechanischen Spannung

■ SureForm     
 ■ Powered Echelon Flex mit GST     
 ■ Endo GIA Ultra mit Tri-Staple     
 ■ Signia mit Tri-Staple 2.0


<sup>1</sup> Die Tests wurden im Rahmen von Benchtop-Bewertungen von Operateuren durchgeführt. Chirurgen, die SureForm-Klammernahmegeräte verwenden, spannten das Zielgewebe beim Positionieren und Klemmen deutlich weniger, als dies mit Echelon Flex, Endo GIA und Signia der Fall war. Operateure, die SureForm-Klammernahmegeräte verwenden, belasteten das umgebende Gewebe beim Positionieren und Klemmen deutlich weniger, als dies mit Echelon Flex, Endo GIA und Signia der Fall war. Stand der vorliegenden Daten: März 2019.

# Mehr Stabilität bei der Auslösung<sup>1</sup>




**4,5 mm**

**SureForm 60**




**11,9 mm**

**Powered Echelon  
Flex mit GST**



**13,9 mm**

**Signia mit  
Tri-Staple 2.0**



**28,0 mm**

**Endo GIA Ultra  
mit Tri-Staple**

Hinweis: Durchschnittlicher Umfang der Spitzenbewegung während des Auslösens in einem Side-by-Side-Benchtop-Test.

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und geben nicht die exakte Größe wieder.

<sup>1</sup> Wie durch Ex-vivo-Operateurbewertungen getestet. Angaben zu konkurrierenden 60-mm-Klammernahmegeräten werden im Vergleich zu SureForm 60 angezeigt. SureForm 45 und SureForm 60 wiesen im Vergleich zu Echelon Flex, Signia und Endo GIA deutlich weniger Bewegung der Instrumentenspitze während des Auslösens auf. Stand der vorliegenden Daten: März 2019.



---

# 8 mm SureForm 30 mit gebogener Spitze

Kleines Klammernahtgerät. Große Wirkung.

Erleben Sie die Leistung eines SureForm-Klammernahtgeräts – jetzt in kleinerem Maßstab.<sup>1</sup>





<sup>1</sup> Im Vergleich zu SureForm-Klammernahtgeräten mit 12 mm.

# Bessere Manövrierfähigkeit<sup>1</sup>

**01**  
Passt durch eine 8-mm-Kanüle

**02**  
120°-Gelenk

**03**  
Schmalere Amboss mit gebogener Spitze<sup>1</sup>



Das 8 mm SureForm 30 mit gebogener Spitze passt durch die Standardkanüle, die mit anderen da Vinci-Instrumenten verwendet wird, und ermöglicht es Ihnen, den optimalen Winkel für den Gewebezugang durch jeden verfügbaren Port zu wählen.

Mit dem SureForm Standard-Gelenkwinkel von 120°, einer Nachladlänge von 30 mm und einem schmalere<sup>1</sup> Amboss mit gebogener Spitze bietet dieses Klammernahtgerät einen größeren Bewegungsspielraum<sup>2</sup> in engen Bereichen und die Flexibilität, es nach Bedarf zu positionieren und zu manövrieren.

<sup>1</sup> Im Vergleich zu SureForm-Klammernahtgeräten mit 12 mm.

<sup>2</sup> Im Vergleich zum Echelon Powered Vascular Stapler und Signia Small Diameter Reloads.

# Mehr Präzision

Ein schmalerer Amboss passt durch kleinere Dissektionsfenster<sup>1</sup> und ermöglicht so einen einfachen Zugang zu den Gefäßen. Dabei erlaubt die 120°-Gelenkfunktion eine präzise Positionierung des Klammernahtgeräts mit weniger Gewebespannung.<sup>2</sup>

**Weniger Spannung im Zielgewebe und weniger Belastung des umgebenden Gewebes beim Positionieren, Klemmen und Auslösen.<sup>3</sup>**


## 36 %

Weniger Zielgewebe-Spannung<sup>2</sup> mit dem 8 mm SureForm 30


## 48 %

Weniger Belastung des umliegenden Gewebes<sup>2</sup> mit dem 8 mm SureForm 30

**Durchschnittliche Spannung im Zielgewebe<sup>1</sup>**



**Durchschnittliche Belastung des umgebenden Gewebes<sup>1</sup>**



■ 8 mm SureForm 30 ■ Echelon Powered Vascular Stapler ■ Signia Small Diameter Reloads

<sup>1</sup> Im Vergleich zu SureForm-Klammernahtgeräten mit 12 mm.

<sup>2</sup> Im Vergleich zum Ethicon Echelon Powered Vascular Stapler und Signia Small Diameter Reloads.

<sup>3</sup> Die Tests wurden im Rahmen von Benchtop-Bewertungen von Operateuren durchgeführt. Operateure, die das 8 mm SureForm 30 verwenden, spannten das Zielgewebe beim Positionieren, Klemmen und Auslösen deutlich weniger, als dies mit Echelon PVS und Signia der Fall war. Operateure, die das 8 mm SureForm 30 verwenden, belasteten das umgebende Gewebe beim Positionieren, Klemmen und Auslösen deutlich weniger, als dies mit Echelon PVS und Signia der Fall war. Stand der vorliegenden Daten: März 2022.

# Leistung, auf die Sie sich verlassen können

Das 8 mm SureForm 30 basiert auf der gleichen bewährten Grundlage wie die SureForm-Klammergeräte mit 12 mm. Im Zentrum steht dabei die SmartFire-Technologie, die die Gewebekompression vor und während des Auslösevorgangs überwacht und automatische Anpassungen zur Optimierung der Klammernahtreihe vornimmt.

## 30 %

Geringere Bewegung der Spitze beim Klemmen und Auslösen mit dem 8 mm SureForm 30 im Vergleich zum Echelon Powered Vascular Stapler

## 46 %

Geringere Bewegung der Spitze beim Klemmen und Auslösen mit dem 8 mm SureForm 30 im Vergleich zum Signia Small Diameter Reloads

### Mehr Stabilität bei der Auslösung<sup>1</sup>




**1,4 mm**

**8 mm  
SureForm 30 mit  
gebogener Spitze –  
Spitzenbewegung**



**2,0 mm**

**Echelon Powered  
Vascular Stapler –  
Spitzenbewegung**



**2,6 mm**

**Signia Small  
Diameter Reloads –  
Spitzenbewegung**

Durchschnittlicher Umfang der Spitzenbewegung während des Auslösens in einem Side-by-Side-Benchtop-Test. Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und geben nicht die exakte Größe wieder.

<sup>1</sup>Wie durch Ex-vivo-Operateurbewertungen getestet. Das 8 mm SureForm 30 wies im Vergleich zum Echelon Powered Vascular Stapler und Signia Small Diameter Reloads deutlich weniger Bewegung der Instrumentenspitze während des Auslösens auf. Stand der vorliegenden Daten: März 2022.



---

# Sichere Hämostase

---

## Im Wesentlichen gleichwertige Hämostase<sup>1</sup>

Das 8 mm SureForm 30 (2 Reihen) wurde mit grauen und weißen Magazinen an Schweine-Gefäßen und Gefäßbündeln ohne Entnahme (in vivo) getestet und zeigte eine im Wesentlichen gleichwertige Hämostase wie das SureForm 45 (3 Reihen).<sup>1</sup>

---

## Signifikant bessere Hämostase<sup>2</sup>

Das 8 mm SureForm 30 wurde mit weißen Magazinen an Schweine-Gefäßen und -Gefäßbündeln ohne Entnahme (in vivo) getestet und zeigte eine signifikant bessere Hämostase als Echelon Powered Vascular Stapler und Signia Small Diameter Reloads.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Im Vergleich zum SureForm 45. Tests mit grauen und weißen Magazinen an Schweine-Gefäßen ohne Entnahme (in vivo). Das 8 mm SureForm 30 zeigte eine gleichwertige Hämostaseleistung im Vergleich zum SureForm 45 bei  $p < 0,05$ . Stand der vorliegenden Daten: April 2021.

<sup>2</sup> Im Vergleich zum Echelon Powered Vascular Stapler und Signia Small Diameter Reloads. Tests mit weißen Magazinen an Schweine-Gefäßen ohne Entnahme (in vivo). Das 8 mm SureForm 30 wies im Vergleich zum Echelon PVS und Signia Small Diameter Reloads bei  $p < 0,05$ . eine signifikant bessere Hämostase auf. Stand der vorliegenden Daten: März 2022.

# SureForm-Spezifikationen

## Klammernahtgerät

- 8 mm SureForm 30:  
32 mm Klammernahtreihe/  
30 mm Schnittlinie
- 12 mm SureForm 45:  
45 mm Klammernahtreihe/  
40 mm Schnittlinie
- 12 mm SureForm 60:  
60 mm Klammernahtreihe/  
55 mm Schnittlinie
- Ambosszentriertes Design
- Das 12 mm SureForm 45 und SureForm 60 werden über eine 12-mm-Kanüle betrieben
- Das 8 mm SureForm 30 wird über eine 8-mm-Kanüle betrieben
- 12 Auslösungen pro Gerät
- Einweginstrument

## SureForm 60 Magazin

Magazine in Weiß, Blau, Grün und Schwarz

Sechs Klammerreihen

Neues Messer mit jedem neuen Magazin



## SureForm 45 Magazin

Magazine in Grau, Weiß, Blau, Grün und Schwarz

Sechs Klammerreihen


Neues Messer mit jedem neuen Magazin







## 8 mm SureForm 30 Magazin

Magazine in Grau, Weiß, Blau





Vier Klammerreihen



Bestellinformationen






	Produktbeschreibung	Menge/ VE	Einsätze	Artikelnummer
	12 mm SureForm 60- Klammernahtgerät	6	Einweg	<b>480460</b>
	12 mm SureForm 45- Klammernahtgerät	6	Einweg	<b>480445</b>
	12 mm SureForm 45 Klammernahtgerät mit gebogener Spitze	6	Einweg	<b>480545</b>
	8 mm SureForm 30 Klammernahtgerät mit gebogener Spitze	6	Einweg	<b>488530</b>

## Bestellinformationen

	Produktbeschreibung	Menge/ VE	Einsätze	Artikelnummer
	12 mm SureForm 60 Magazin, weiß (2,5 mm, 6 Reihen)	12	1 Auslösung	<b>48360W</b>
	12 mm SureForm 60 Magazin, blau (3,5 mm, 6 Reihen)	12	1 Auslösung	<b>48360B</b>
	12 mm SureForm 60 Magazin, grün (4,3 mm, 6 Reihen)	12	1 Auslösung	<b>48360G</b>
	12 mm SureForm 60 Magazin, schwarz (4,6 mm, 6 Reihen)	12	1 Auslösung	<b>48360T</b>




## Bestellinformationen

## Magazine für da Vinci X &amp; Xi SureForm 45-Klammernahtgeräte

	Produktbeschreibung	Menge/ VE	Einsätze	Artikelnummer
	12 mm SureForm 45 Magazin, grau (2,0 mm, 6 Reihen)	12	1 Auslösung	<b>48345M</b>
	12 mm SureForm 45 Magazin, weiß (2,5 mm, 6 Reihen)	12	1 Auslösung	<b>48345W</b>
	12 mm SureForm 45 Magazin, blau (3,5 mm, 6 Reihen)	12	1 Auslösung	<b>48345B</b>
	12 mm SureForm 45 Magazin, grün (4,3 mm, 6 Reihen)	12	1 Auslösung	<b>48345G</b>
	12 mm SureForm 45 Magazin, schwarz (4,6 mm, 6 Reihen)	12	1 Auslösung	<b>48345T</b>

## Bestellinformationen

### Magazine für da Vinci X & Xi SureForm 30-Klammernahtgerät


	Produktbeschreibung	Menge/ VE	Einsätze	Artikelnummer
	8 mm SureForm 30- Klammernahtgerät mit gebogener Spitze Magazin, grau (2,0 mm, 4 Reihen)	12	1 Auslösung	<b>48230M</b>
	8 mm SureForm 30- Klammernahtgerät mit gebogener Spitze Magazin, weiß (2,5 mm, 4 Reihen)	12	1 Auslösung	<b>48230W</b>
	8 mm SureForm 30- Klammernahtgerät mit gebogener Spitze Magazin, blau (3,5 mm, 4 Reihen)	12	1 Auslösung	<b>48230B</b>

## Zubehörteile für SureForm 60 und 45-Klammernahtgeräte

### Bestellinformationen

## Kanülen für da Vinci X & Xi SureForm 60- und 45-Klammernahtgeräte

Produktbeschreibung	Menge/ VE	Einsätze	Artikelnummer
---------------------	--------------	----------	---------------




12-mm-Kanüle für  
Klammernahtgerät  
(100 mm)

1

-

**470375**



12-mm-Kanüle für  
Klammernahtgerät,  
lang  
(150 mm)

1

-

**470389**

## Einwegartikel für da Vinci X & Xi SureForm-Klammernahtgeräte

Produktbeschreibung	Menge/ VE	Einsätze	Artikelnummer
---------------------	--------------	----------	---------------



Dichtung für 12-mm-Kanüle  
für Klammernahtgerät

10

1 Verfahren

**470380**



Reduzierhülse,  
12 mm auf 8 mm





6

1 Verfahren

**470381**

## Bestellinformationen

### Obturatoren für da Vinci X & Xi SureForm 60- und 45-Klammernahtgeräte

	Produktbeschreibung	Menge/ VE	Einsätze	Artikelnummer
	12-mm-Obturator für Klammernahtgerät, stumpf	1	-	<b>470376</b>
	12-mm-Obturator für Klammernahtgerät, stumpf, lang	1	-	<b>470390</b>
	12-mm-Obturator für Klammernahtgerät, ohne Klinge	1	-	<b>470395</b>
	12-mm-Obturator für Klammernahtgerät, ohne Klinge, lang	1	-	<b>470396</b>




Zubehörteile für das 8 mm  
SureForm 30-Klammernahtgerät

Bestellinformationen

Kanülen für da Vinci X & Xi SureForm 30-Klammernahtgerät

Produktbeschreibung	Menge/ VE	Einsätze	Artikelnummer
---------------------	--------------	----------	---------------




8-mm-Kanüle

1

-

**470002**



8-mm-Kanüle, lang


1

-

**470004**

Obturatoren für da Vinci X & Xi SureForm 30-Klammernahtgerät

Produktbeschreibung	Menge/ VE	Einsätze	Artikelnummer
---------------------	--------------	----------	---------------




8-mm-Obturator,  
stumpf

1

-

**470008**



8-mm-Obturator,  
stumpf, lang

1

-

**470009**

## Zubehörteile für das 8 mm SureForm 30-Klammernahtgerät

# Bestellinformationen

## Einwegartikel für das da Vinci X & Xi SureForm 30-Klammernahtgerät

Produktbeschreibung	Menge/ VE	Einsätze	Artikelnummer
Reduzierhülse, 12 mm auf 8 mm	6	1 Verfahren	<b>470381<sup>1</sup></b>
8-mm-Obturator, ohne Klinge (optisch)	6	1 Verfahren	<b>470359</b>
8-mm-Obturator, ohne Klinge, lang (optisch)	6	1 Verfahren	<b>470360</b>
5-8-mm-Kanülendichtung	10	1 Verfahren	<b>470361</b>
Universal-Kanülendichtung (5-12 mm)	10	1 Verfahren	<b>470500</b>

Erfahren Sie mehr über die da Vinci  
SureForm-Klammernahtgeräte und  
-Produkte und besuchen Sie unsere  
Website unter:

[www.intuitive.com](http://www.intuitive.com)

**Um eine Ansprechperson zu kontaktieren  
oder weitere Informationen zu erhalten:**

Besuchen Sie [www.intuitive.com](http://www.intuitive.com) oder  
rufen Sie den Kundenservice von Intuitive an:

+41.21.821.2020 oder  
+800.0821.2020 (gebührenfrei)

### Europäische regionale Niederlassungen

#### Frankreich

Intuitive Surgical SAS  
Cité de la Photonique,  
bâtiment Gienah  
11 avenue de Canteranne  
33600 Pessac, FR  
Tel: +33 5 86 07 01 01  
N° de TVA: FR 64 417 889 177  
SIREN 417 889 177  
Capital Social 37000€  
RCS Bordeaux Code APE 4646Z

#### Vereinigtes Königreich

Intuitive Surgical Ltd  
The Schrodinger Building  
Oxford Science Park  
Heatley Rd, Oxford, OX4 4GE, UK  
Tel: +44 (0) 1865 411561  
N° de TVA: GB943 2213 49  
N° d'immatriculation  
6727762

#### Europäischer Hauptsitz (Schweiz)

Intuitive Surgical Sàrl  
1, chemin des Mûriers  
1170 Aubonne, Suisse  
Tel. : +41 21 821 2000  
Fax: +41 21 821 2001  
N° de TVA: CHE-113.407.162 VAT

#### Deutschland

Intuitive Surgical Deutschland GmbH  
Am Flughafen 6  
79108 Freiburg, DE  
MWST #: DE200038727  
Amtsgericht Freiburg, HRB 720585  
Geschäftsführer: Dirk Barten,  
Tim Heisterkamp, Jamie Samath,  
Gary Loeb

<sup>1</sup> Version 12 oder höher.

### **Da Vinci X- & Xi-Chirurgiesysteme**

Die Endoskopie-Instrumentensteuerungssysteme von Intuitive Surgical (da Vinci X- und da Vinci Xi-Chirurgiesysteme) dienen zur Unterstützung bei der präzisen Steuerung der endoskopischen Instrumente von Intuitive Surgical während urologisch-chirurgischer Eingriffe, allgemeiner laparoskopischer Eingriffe, gynäkologischer laparoskopisch-chirurgischer Eingriffe, allgemeiner thorakoskopischer Eingriffe und transoraler otolaryngologisch-chirurgischer Eingriffe, die auf gutartige Tumore und bösartige Tumore der Klasse T1 und T2 beschränkt sind, sowie gutartiger Zungengrundresektionseingriffe. Die Systeme können sowohl für erwachsene Patienten als auch für Kinder verwendet werden (sofern es sich nicht um transorale otolaryngologische chirurgische Verfahren handelt). Sie sollen von erfahrenen Ärzten in einem Operationsaal verwendet werden.

Die da Vinci X- und da Vinci Xi-Chirurgiesysteme sind Medizinprodukte der Klasse IIb mit CE-Kennzeichnung (CE 2460) gemäß der europäischen Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG), hergestellt von Intuitive Surgical, Inc. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung.

\* „Da Vinci-Operationssystem“ bezeichnet die Endoskopie-Instrumentensteuerungssysteme von Intuitive Surgical (da Vinci X- und da Vinci Xi-Chirurgiesysteme).

### **Klammernahtgeräte SureForm 45 & 60**

Die Klammernahtgeräte SureForm 45 und SureForm 60, die SureForm 45- und SureForm 60-Magazine und anderes Stapler-Zubehör (einschließlich Obturatoren ohne Klinge) sind für die Verwendung mit dem da Vinci-Chirurgiesystem für die Resektion, Transsektion und/oder das Erstellen von Anastomosen in der allgemeinen, thorakalen, gynäkologischen, urologischen und pädiatrischen Chirurgie vorgesehen.

Die Geräte können mit Klammernahtlinien- oder Gewebestützmaterial (natürliches oder synthetisches) verwendet werden.

Die SureForm 45 und SureForm 60, die SureForm 45- und SureForm 60-Magazine sind Medizinprodukte der Klassen IIa und IIb mit CE-Kennzeichnung (CE 2460) gemäß der europäischen Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG), hergestellt von Intuitive Surgical, Inc. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung.

### **Klammernahtgerät SureForm 30, 8 mm, mit gebogener Spitze**

Das Klammernahtgerät SureForm 30, 8 mm, mit gebogener Spitze sowie die Nachfüllungen SureForm 30, 8 mm und Zubehörteile von Intuitive Surgical sind für die Verwendung mit einem kompatiblen da Vinci-Operationssystem für die Resektion, Durchtrennung von Gefäßen und Gewebe und/oder das Anlegen von Anastomosen in der Allgemein-, Thorax-, gynäkologischen, urologischen und pädiatrischen Chirurgie vorgesehen.

Das Klammernahtgerät SureForm 30, 8 mm, mit gebogener Spitze sowie die Nachfüllungen SureForm 30, 8 mm und Zubehörteile von Intuitive Surgical sind Medizinprodukte der Klassen IIa und IIb mit CE-Kennzeichnung (CE 2460) gemäß der europäischen Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG), hergestellt von Intuitive Surgical, Inc. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung.

Die Datenschutzbestimmungen von Intuitive sind unter [www.intuitive.com/privacy](http://www.intuitive.com/privacy) verfügbar

© 2024 Intuitive Surgical Operations, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produkt- und Markennamen/Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Intuitive Surgical oder deren jeweiligen Eigentümern.

