

# Force Bipolar mit DualGrip-Technologie

Zusätzliche Kontrolle.<sup>1</sup> Non-Stop-Fortschritt.<sup>2</sup>

Erhalten Sie ein anderes Niveau der Greifkontrolle während Ihres Eingriffs<sup>1</sup> mit Force Bipolar und der DualGrip-Technologie.

Mit dem Ziel der Effizienzsteigerung bei da Vinci-Eingriffen, wurde in enger Zusammenarbeit mit Operateurinnen und Operateuren ein neues Design konzipiert, das zwei verschiedene Greifmodi aufweist. Mit diesem Instrument können Sie sich voll und ganz auf das Operationsfeld konzentrieren, anstatt während des Eingriffs zu einer Faszange mit stärkerer Greifkraft zu wechseln.

Mit Force Bipolar in Ihrem Instrumentenportfolio können Sie Ihr Setup optimieren und Unterbrechungen innerhalb des Arbeitsablaufs minimieren, da Instrumente seltener gewechselt werden müssen.

---

## 01

Zwei Greifstärken in einem Instrument.

---


## 02

Bipolare Energie ist in beiden Greifmodi verfügbar.

---

## 03

70°-Abwinkelung in alle Richtungen.



1. Im Vergleich zu anderen 8 mm Instrumenten von da Vinci. Daten liegen vor. Verfügbar für da Vinci X- und/oder da Vinci Xi-Operationssysteme.

2. Non-Stop-Fortschritt bezieht sich auf die reduzierte Notwendigkeit des Instrumentenwechsels.

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Produktbeschreibung	Einsätze	Einh. pro Pck.
471405	Force Bipolar	12	1 Einheit

Erfahren Sie mehr über die da Vinci-Produkte und besuchen Sie unsere Website unter: [www.intuitive.com/de-de](http://www.intuitive.com/de-de)

Um eine Ansprechperson zu kontaktieren oder weitere Informationen zu erhalten:

Besuchen Sie [www.intuitive.com/de-de](http://www.intuitive.com/de-de) rufen Sie den Kundenservice von Intuitive an:

**Europa**  
+41.21.821.2020 oder  
+800.0821.2020 (gebührenfrei)

### Produktinformation

#### Force Bipolar

Das EndoWrist Force Bipolar ist für eine Verwendung mit kompatiblen Systemen zur endoskopischen Manipulation von Gewebe, einschließlich Dissektion, Greifen, Retraktion und bipolarer Koagulation von Gewebe vorgesehen.

EndoWrist Force Bipolar ist ein Medizinprodukt der Klasse IIb mit CE-Kennzeichnung (CE 2460) gemäß der europäischen Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG), das von Intuitive Surgical, Inc. hergestellt wird. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung.

#### Da Vinci X- & Xi-Chirurgiesysteme

Die Endoskopie-Instrumentensteuerungssysteme von Intuitive Surgical (da Vinci X- und da Vinci Xi-Chirurgiesysteme) dienen zur Unterstützung bei der präzisen Steuerung der endoskopischen Instrumente von Intuitive Surgical während urologisch-chirurgischer Eingriffe, allgemeiner laparoskopischer Eingriffe, gynäkologischer laparoskopischer chirurgischer Eingriffe, allgemeiner thorakoskopischer Eingriffe und transoraler otolaryngologisch-chirurgischer Eingriffe, die auf gutartige Tumore und bösartige Tumore der Klasse T1 und T2 beschränkt sind, sowie gutartiger Zungengrundresektionseingriffe. Die Systeme können sowohl für erwachsene Patienten als auch für Kinder verwendet werden (sofern es sich nicht um transorale otolaryngologische chirurgische Verfahren handelt). Sie sollen von erfahrenen Ärzten in einem Operationsaal verwendet werden.

Die da Vinci X- und da Vinci Xi-Chirurgiesysteme sind Medizinprodukte der Klasse IIb mit CE-Kennzeichnung (CE 2460) gemäß der europäischen Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG), hergestellt von Intuitive Surgical, Inc. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung.\* „da Vinci-Operationssystem“ bezeichnet die Endoskopie-Instrumentensteuerungssysteme von Intuitive Surgical (da Vinci X- und da Vinci Xi-Chirurgiesysteme).

#### EndoWrist-Instrumente

Die EndoWrist-Instrumente, einschließlich der stumpfen und scharfen endoskopischen Sezierer, Scheren, Skalpelle, Pinzetten/ Greifer, Nadelhalter, endoskopischen Retraktoren, Elektrokauter und Zubehörteile, sind für die endoskopische

Gewebebehandlung vorgesehen, die folgende Tätigkeiten umfasst: Greifen, Schneiden, stumpfe und scharfe Dissektion, Approximation, Ligatur, Elektrokauterisierung, Nähen sowie die Platzierung von Mikrowellen- und kryogenen Ablationssonden sowie Zubehörteilen.

Die EndoWrist-Instrumente sind Medizinprodukte der Klassen IIa und IIb mit CE-Kennzeichnung (CE 2460) gemäß der europäischen Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG), die von Intuitive Surgical, Inc. hergestellt werden. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung.

#### Rechtliche Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden mit größter Sorgfalt geprüft und zusammengestellt. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird jedoch keine Gewähr übernommen. Allein der Empfänger ist dafür verantwortlich, alle Informationen zu prüfen, bevor er diese im individuellen Fall anwendet.

Die individuellen Ergebnisse können von einer Reihe von Faktoren abhängen, unter anderem von Patientenmerkmalen, Krankheitsmerkmalen und/oder der Erfahrung des Operateurs.

Einige Produkte, Funktionen oder Technologien sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Intuitive-Ansprechpartner vor Ort nach der Verfügbarkeit der Produkte in Ihrer Region. Angaben zu Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen und anderen Produktinformationen finden Sie in der produktspezifischen Gebrauchsanweisung.

#### Datenschutzhinweis

Die Datenschutzbestimmungen von Intuitive sind unter [www.intuitive.com/privacy](http://www.intuitive.com/privacy) verfügbar.

© 2023 Intuitive Surgical Operations, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produkt- und Markennamen/Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Intuitive Surgical oder deren jeweiligen Eigentümern.