

Agrafeuses SureForm de la gamme da Vinci

Pour de meilleurs résultats avec votre agrafeuse.

La technologie SmartFire au cœur de votre agrafeuse surveille la compression des tissus, avant et pendant l'agrafage. Avec plus de 1 000 mesures par seconde¹, SmartFire réalise des ajustements automatiques pour une ligne d'agrafes optimisée tout en évitant d'endommager les tissus, parmi une large variété d'épaisseurs de tissus.¹ L'articulation conique à 120° vous permet d'accéder à l'emplacement naturel des tissus, ce qui réduit potentiellement la nécessité de les tracter vers l'agrafeuse.¹ Avec les agrafeuses SureForm, fini les incertitudes et place aux performances.¹

Les agrafeuses SureForm sont disponibles avec des lignes d'agrafes de 45 mm et 60 mm de long. Les recharges SureForm de 45 mm et de 60 mm incluent six rangées d'agrafes et une nouvelle lame à chaque recharge.



Recharges pour SureForm 60

- Recharges blanches, bleues, vertes et noires
- 6 rangées d'agrafes
- Nouvelle lame à chaque recharge



SureForm 60

- Ligne d'agrafes 60 mm/Ligne de coupe 55 mm
- Modèle à enclume
- Enclume à embout droit
- Fonctionne avec une canule de 12 mm
- 12 déclenchements par dispositif
- À usage unique



Recharges pour SureForm 45

- Recharges grises, blanches, bleues, vertes et noires
- 6 rangées d'agrafes
- Nouvelle lame à chaque recharge



SureForm 45

SureForm 45 à embout courbe

- Ligne d'agrafes 45 mm/Ligne de coupe 40 mm
- Modèle à enclume
- Enclume à embout droit ou courbe
- Fonctionne avec une canule de 12 mm
- 12 déclenchements par dispositif
- À usage unique

Informations de commande

Agrafeuses SureForm

Référence	Description du produit	Usage	Quantité/boîte
480460	Agrafeuse SureForm 60	Unique	6
480445	Agrafeuse SureForm 45	Unique	6
480545	Agrafeuse SureForm 45 à embout courbe	Unique	6

Recharges pour agrafeuses SureForm

Référence	Description du produit	Usage	Quantité/boîte
48360W	Recharge blanche pour SureForm 60 (2,5 mm, 6 rangées)	1 déclenchement	12
48360B	Recharge bleue pour SureForm 60 (3,5 mm, 6 rangées)	1 déclenchement	12
48360G	Recharge verte pour SureForm 60 (4,3 mm, 6 rangées)	1 déclenchement	12
48360T	Recharge noire pour SureForm 60 (4,6 mm, 6 rangées)	1 déclenchement	12
48345M	Recharge grise pour SureForm 45 (2,0 mm, 6 rangées)	1 déclenchement	12
48345W	Recharge blanche pour SureForm 45 (2,5 mm, 6 rangées)	1 déclenchement	12
48345B	Recharge bleue pour SureForm 45 (3,5 mm, 6 rangées)	1 déclenchement	12
48345G	Recharge verte pour SureForm 45 (4,3 mm, 6 rangées)	1 déclenchement	12
48345T	Recharge noire pour SureForm 45 (4,6 mm, 6 rangées)	1 déclenchement	12

Informations de commande (suite)

Accessoires d'agrafage 12 mm

Référence	Description du produit	Usage	Quantité/boîte
470375	Canule pour agrafeuse 12 mm (100 mm)	S. O.	1
470376	Obturateur émoussé pour agrafeuse 12 mm	S. O.	1
470389	Canule pour agrafeuse 12 mm, longue (150 mm)	S. O.	1
470390	Obturateur émoussé pour agrafeuse 12 mm, long	S. O.	1
470380	Joint de canule pour agrafeuse 12 mm (boîte de 10)	1 intervention	10
470381	Réducteur 12 – 8 mm (boîte de 6)	1 intervention	6
470395	Obturateur sans lame pour agrafeuse 12 mm	S. O.	1
470396	Obturateur sans lame pour agrafeuse 12 mm, long	S. O.	1

Pour en savoir plus sur la gamme d'agrafage da Vinci, rendez-vous sur : www.intuitive.com/fr-fr

Pour contacter un représentant ou recevoir des informations supplémentaires : rendez-vous sur www.intuitive.com/fr-fr ou appelez le service clientèle d'Intuitive :

Europe
+41 21 821 2020 ou
+800 0821 2020 (appel gratuit)

Information Produit

SureForm 45 et 60

Les SureForm 60 et SureForm 45, les recharges pour SureForm 60 et SureForm 45 sont conçus pour être utilisés avec les systèmes chirurgicaux da Vinci pour la résection, la transection et/ou les anastomoses en chirurgie générale, thoracique, gynécologique, urologique et pédiatrique. Les dispositifs peuvent être utilisés avec une ligne d'agrafes ou un renfort de tissu (naturel ou synthétique).

Les SureForm 60 et SureForm 45, les recharges pour SureForm 60 et SureForm 45 sont des dispositifs médicaux marqués CE (CE 2460) de classes IIa et IIb, en conformité avec la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et fabriqué par Intuitive Surgical, Inc. Veuillez consulter la notice avant toute utilisation.

Mentions Légales

Les résultats individuels peuvent dépendre d'un certain nombre de facteurs, y compris des caractéristiques du patient, des caractéristiques de la maladie et/ou de l'expérience du médecin/chirurgien.

Les informations contenues dans ce document ont été vérifiées et composées avec le plus grand soin. Toutefois, Intuitive n'est pas responsable des erreurs concernant l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence de ces informations. Il est de la seule responsabilité du destinataire de vérifier toutes les informations avant de les utiliser dans un cas particulier.

Certains produits, fonctionnalités ou technologies peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant Intuitive local pour connaître la disponibilité du produit dans votre région.

Reportez-vous au Manuel d'Utilisation spécifique au produit pour les indications, contre-indications, avertissements et autres informations sur le produit.

Avis de confidentialité

La politique de confidentialité d'Intuitive est disponible sur www.intuitive.com/privacy.

© 2023 Intuitive Surgical Operations, Inc. Tous droits réservés. Les noms/logos de produits et de marques sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Intuitive Surgical ou de leurs détenteurs respectifs.