

INTUITIVE



Da Vinci SP

Da Vinci SPサージカルシステム用

インストゥルメントおよび付属品カタログ

Instruments

Monopolar instruments

	製品名	品番
	SP モノポーラカーブドシザーズ 使用回数：25回 *SP MCSチップ (別売) 装着時のイメージ	430004
	SP モノポーラCauteryインストゥルメント 使用回数：25回 *5mmフックチップ (別売) 装着時のイメージ	430007
	SP モノポーラCauteryインストゥルメント 使用回数：25回 *5mmスパチュラチップ (別売) 装着時のイメージ	430007

Bipolar instruments

	製品名	品番
	SP メリーランドバイポーラ 使用回数：25回	430010
	SP フェネストレイテッドバイポーラ 使用回数：25回	430011

Instruments

Instruments

	製品名	品番
	SP ニードルドライバ 使用回数：25回	430006
	SP カディエールフォーセプス 使用回数：25回	430009
	SP ラウンドトゥースリトラクタ 使用回数：25回	430002
	SP ミディアムラージクリップアプライヤ 使用回数：150ファイヤ	430005

Accessories

Reusable accessories

	製品名	入数/箱	品番
	SP カニューラ	1	430036
	SP オブチュレータ	1	430016
	バイポーラコード Xi	1	470384
	モノポーラコード SP	1	430068

Disposable accessories

	製品名	入数/箱	品番
	SP MCSチップ	10	430035
	5mmフックチップ	10	400156
	5mmスパチュラチップ	10	400160
	SP インストゥルメントシース	30	430012
	SP カメラシース	10	430020
	SP インストゥルメントアームドレープ	1	430013
	SP アクセスポートキット Small 2.7cm-4cm	6	430073
	SP アクセスポートキット Large 2.7cm-7cm	6	430075
	SP エントリーガイドキット	6	430022

Camera

Reusable accessories

製品名	入数/箱	品番
 SP カメラ Firefly	1	430077


Training Instruments

Training instruments

製品名	使用回数	品番
SP ラウンドトゥースリトラクタ	64	430002-T
SP モノポーラカーブドシザーズ	64	430004-T
SP ミディアムラージクリップアブライヤ	384	430005-T
SP ニードルドライバ	64	430006-T
SP モノポーラCauteryインストゥルメント	64	430007-T
SP カディエールフォーセプス	64	430009-T
SP メリーランドバイポーラ	64	430010-T
SP フェネストレイテッドバイポーラ	64	430011-T

Instruments Specifications

製品名	品番	使用回数	ジョーの長さ	リスト可動範囲	インストゥルメント 使用可能範囲	インストゥルメント長
SP ラウンドトゥースリトラクタ	430002	25	約2.0 cm	4.5 cm	27 cm	約64 cm
SP モノポーラカーブドシザーズ	430004	25	約1.3 cm	3.0 cm	27 cm	約64 cm
SP ミディアムラージクリップアプライヤ	430005	150	約1.5 cm	3.0 cm	27 cm	約64 cm
SP ニードルドライバ	430006	25	約1.0 cm	3.0 cm	27 cm	約63 cm
SP モノポーラCauteryインストゥルメント	430007	25	N/A	3.0 cm	27 cm	約64 cm
SP カディエールフォーセプス	430009	25	約1.8 cm	3.0 cm	27 cm	約64 cm
SP メリーランドバイポーラ	430010	25	約1.8 cm	3.0 cm	27 cm	約64 cm
SP フェネストレイテッドバイポーラ	430011	25	約2.0 cm	3.0 cm	27 cm	約64 cm



外形寸法と重量

製品名	品番	外形寸法	重量
インストゥルメント		73.7 x 6.8 x 18.1 cm	0.5 kg
SP MCSチップ	430035	28.9 x 11.4 x 8.6 cm	0.3 kg
SP アクセスポートキット	430073 430075	24.1 x 11.7 x 43.9 cm	0.9 kg
SP エントリーガイドキット	430022	25.6 x 13.2 x 7.1 cm	2.1 kg
SP インストゥルメントシース	430012	65.1 x 8.3 x 13.3 cm	0.7 kg
SP カメラシース	430020	65.1 x 8.3 x 13.3 cm	0.6 kg
SP カニューラ	430036	36.4 x 14.0 x 12.3 cm	0.5 kg
SP オブチュレータ	430016	36.4 x 14.0 x 12.3 cm	0.5 kg
モノポーラコード SP	430068	24.8 x 16.2 x 3.5 cm	0.3 kg
バイポーラコード Xi	470384	24.8 x 16.2 x 3.5 cm	0.3 kg
SP インストゥルメントアームドレーブ	430013	39.7 x 38.6 x 18.6 cm	3.0 kg
SP カメラ Firefly	430077	81.6 x 29.2 x 9.4 cm	2.3 kg

販売名：da Vinci Xi サージカルシステム (承認番号：22700BZX00112000)
販売名：da Vinci SP サージカルシステム (承認番号：30400BZX00220000)
販売名：da Vinci SP インストゥルメント (承認番号：30400BZX00219000)
販売名：da Vinci SP カメラ (認証番号：304ACBZX00010000)
販売名：da Vinci SP ポートアクセサリ (認証番号：304ACBZX00013000)
販売名：da Vinci SP アクセスポートキット (認証番号：304ACBZX00014000)
販売名：da Vinci SP サージカルドレーブ (届出番号：13B1X10126000005)

詳細に関しては取扱説明書または添付文書等をご確認いただくか、
以下のお問い合わせ先、または弊社営業担当へご確認ください。

お問い合わせ先

インテュイティブサージカル合同会社

東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル

Tel. (03) 5575 - 1419 (営業部) Tel. (03) 5575 - 1326 (マーケティング部)

Tel. (03) 5575 - 1362 (音声案内で3を選択) (0120) 56 - 5635 (音声案内で3を選択) (カスタマーサービス)

©2022 インテュイティブサージカル合同会社

無断複写・複製・転載を禁じます。製品名は各社の商標または登録商標です。